



progress in surgery

STUNNER S1

Шейвер артроскопический



DEVICES



9 режимов осцилляции



Экранное меню



Защита от перегрузок



Шейвер артроскопический STUNNER S1

- Калибровка окна фрезы
- 9 режимов осцилляции
- Управление с помощью кнопок на рукоятке или с помощью педали
- Полностью автоклавируемая, маленькая и эргономичная рукоятка
- Специализированные фрезы

STUNNER S1 Шейвер артро- скопический, в комплекте с рукояткой и педалью	
110 - 230V	227-001-110
Блок управления	
	227-001-101
Рукоятка	
	227-001-102
Педаль	
	227-001-103

2 кнопки управления
на рукоятке



STUNNER S1 Блок управления

Электросеть	100-240 В; 50/60 Гц
Потребление энергии	20 - 35 ВА
Диапазон температур	Эксплуатация: от +10°С до +40°С Хранение и транспортировка: от -20°С до +45°С
Макс. отн. влажность	Эксплуатация: 70% Хранение и транспортировка: 70%
Класс защиты	Class 1
Стандарт CE	EN 60601-1:2006+A1:2013; EN 60601-1-2:2015;
Вес	7,62 кг
Габариты	360 x 380 x 125 мм (ГхШхВ)



Рукоятка

Скорость вращения	Вперед FWD, Назад REV: 500-8000 об/мин (+/-10%) Осцилляция OSC: 500-3500 об/мин (+/- 10%)
Режимы осцилляции	9 режимов
Кнопки	ВКЛ/ВЫКЛ, калибровка окна, смена направления (FWD, OSC, REV), смена режимов осцилляции
Стерилизация	Паром 134°С
Диапазон температур	Эксплуатация: от +10°С до +40°С Хранение и транспортировка: от -20°С до +45°С
Макс. отн. влажность	Эксплуатация: 100% Хранение и транспортировка: 90%
Класс защиты	рабочая часть типа BF
Длина кабеля	3 м
Длина	164 мм
Вес	350 г

Пеаль

Функции	Скорость (больше/меньше), СТАРТ/СТОП, Размер окна, Направление (Вперед FWD, Осцилляция OSC, Назад REV)
Диапазон температур	Эксплуатация: от +10°С до +40°С Хранение и транспортировка: от -20°С до +45°С
Макс. отн. влажность	Эксплуатация: 100% Хранение и транспортировка: 90%
Casing safety standard	IP
Длина кабеля	3,2 м
Вес	2,45 кг
Габариты	215 x 280 x 28 мм (ГхШхВ)



Фрезы для артрошейвера



Полнорadiusная, стерил., 6 шт/упак

2.9 мм	227-004-029S
3.5 мм	227-004-035S
4.5 мм	227-004-045S
5.5 мм	227-007-055S



Быстрорежущая, стерил., 6 шт/упак

2.9 мм	227-006-029S
3.5 мм	227-006-035S
4.5 мм	227-006-045S
5.5 мм	227-009-055S



Чисторежущая, стерил., 6 шт/упак

2.9 мм	227-005-029S
3.5 мм	227-005-035S
4.5 мм	227-005-045S
5.5 мм	227-008-055S



Круглый бур, стерил., 6 шт/упак

4.5 мм	227-007-045S
5.5 мм	227-010-055S



Овальный бур, стерил., 6 шт/упак

4.5 мм	227-009-045S
5.5 мм	227-012-055S



Super Cut, стерил., 6 шт/упак

3.5 мм	227-013-035S
4.5 мм	227-013-045S
5.5 мм	227-013-055S



- у продукта отсутствует маркировка RZ



progress in surgery

ООО «Эндомедпроект»
+7 (495) 649-63-47
office@emp77.ru
emp77.ru

Media Code Number: 021690