

Восстановление вращательной манжеты плеча

Одновременное проведение и выведение нити одной рукой

- Легко и просто проводит нить
- Эффективно прокалывает ткани (широкое раскрытие бранш и длинная игла)
- Минимально перфорирует ткани (малый прокол)
- Многоразовый инструмент с надежной конструкцией
- Простая сборка/разборка




Проводник нити, с форточкой, открывается спереди, курок на 4 пальца, без кремальеры  
170мм раб. длина    225-820-217




Проводник нити, с форточкой, открывается спереди, курок на 4 пальца, с кремальерой  
170мм раб. длина    225-820-213




Игла с латеральным вырезом  
0.3 x 240мм    225-820-219




Автоматическое удержание петли с помощью форточки



Тонкая конструкция



Кремальера (225-820-213)



Прочный захват курка на 4 пальца

SUTURE PASSER

RZ 225-820-217  
Made in Germany  
CE

